





医院专供

huaimaiting

怀美婷®

完美蜕变 术后Ⅰ期是关键

Ⅰ期- 15天:创面 康复/Ⅱ期- 15天后:组织 修复

【肩 背 类】

术后弹力绷带



产品编号：JX05
产品名称：双上肢套A
适用范围：双上肢、腋下、肩背部
产品特性：产品袖长至前臂围，衣长至上胸围处，后背长20cm,腋下全包，适合手臂吸脂后，康复期手臂长期穿着。



前幅采用排扣设计，随时调节，适合各阶段体型



下摆宽丈巾设计，防止卷边且有支撑的作用



产品编号：JX06
产品名称：肩胸衣B
适用范围：双上肢、腋下、肩背部
产品特性：产品袖长至前臂围，衣长至下胸围处,腋下全包，手臂进行了合袖设计，适合在吸脂后，瘦手臂、收副乳长期穿着。




-腋下-
收紧腋下，帮助收副乳



-前幅排扣-
前幅采用排扣设计，随时调节，托胸，适合各阶段体型



-前胸排扣-
收副乳同时，起到聚胸作用，防止胸部下垂。



-下摆-
下摆宽丈巾设计，防止卷边，具支撑作用。



产品编号：LB07
产品名称：手臂后背连体
适用范围：双上肢、腋下、肩背部，腰腹部
产品特性：手臂处合袖设计，适合手臂吸脂，腰部背部吸脂，隆胸术后长期穿着。



产品的前中采用了全开式拉链设计，方便穿着。



产品为全杯，不需要了，可自己减掉，为无杯使用。在完成杯边线处1CM的地方进行描线，平铺后进行裁剪。



产品下摆，采用宽丈巾设计；穿上后整体受力均匀，不卷边不上跑。



【腰 腹 类】

术后弹力绷带

huaimaiting



产品编号：W02
产品名称：加长腰夹
适用范围：腰腹部吸脂
产品特点：产品是加长腰夹，适合腰部肥胖人群，腰腹部妈妈臀吸脂和日常收腹使用，产品长度35CM。



前幅排扣，方便穿着，随时调节大小。

产品为整片式加压，为了更好的固定和平整加压腰腹部，产品共加入了九条隐形矫正钢骨，同时钢骨旁加入了固定工艺线，使双层的压力值更加贴合，防止离层及避免卷边，穿着更服帖舒适。



产品编号：W04
产品名称：短腰夹
适用范围：腰腹部吸脂
产品特点：产品是腰夹，适合腰部肥胖人群，腰腹部吸脂和日常收腹使用，产品长度31CM。




腹部双层设计加大压力，侧边有固定车缝线。防止双层部位离层。



前幅排扣调节，方便穿脱随时调节。



前后加有钢骨条，有支撑腰部及防止卷边的作用，上下摆采用人字形车缝，有极强的拉升力且不勒肉。



【裤子类】

术后弹力绷带




产品编号：7011
产品名称：束腰束腹裤
适用范围：腰腹臀部吸脂术后
产品特点：产品是前幅排扣调节，包臀、收腰腹的三角板束腰束缚裤。产品适合吸脂术后，改善日常腰粗，臀大，方便穿着。



前腹部两侧加用了2条21CM矫正钢骨，固定支撑腰部



产品前幅采用了可调节排扣，裆部采用了可调节活裆，裆部加宽防止露丑，穿着舒适安全




产品编号：1806
产品名称：连体胸腹裤
适用范围：双上肢、腋下、肩背部，腰腹臀部吸脂术后
产品特点：产品是前幅排扣调节，包臀、收腰腹的三角板束腰束缚裤。产品适合吸脂术后，改善日常腰粗，臀大，方便穿着。



后背加有可调节肩带，防止肩带下滑的同时避免腰腹部卷边



后臀加大容量，能包住整个臀部，不卡腿，穿着更舒适安全




产品编号：1809-9
 产品名称：低腰长裤（拉链开裆）
 适用范围：大腿小腿吸脂术后，
 创面愈合。
 产品特点：产品总长95CM，腰高
 32CM，腰部在肚脐下方，裤脚在
 脚踝



裆部：裆部T形状，
 避免兜裆。让贴服
 感更好



臀线：根据人体线条
 分割，使产品贴服感
 更好，提升产品舒适
 度



产品缝线采用双平行线
 （内外都平整）避免
 压痕，穿着更贴身舒
 适，美观





底部拉链开裆：方便
 如厕，拉链底加入海
 绵贴，防止裆部摩擦





裤腰高至肚脐眼，
 穿着更有安全感






大腿贴：大腿贴双层
 加压，防止大腿脂肪
 游离并贴身臀部美感，
 塑造完美腿型



产品编号：1925
 产品名称：低腰长裤
 （两侧拉链，拉链开裆）
 适用范围：大腿小腿吸脂术后，
 创面愈合。
 产品特点：产品总长95CM，腰高
 32CM，腰部在肚脐下方，裤脚在
 脚踝。



裤两侧开拉链，穿脱方便，
 方便换药；中间排扣，方便
 调节大小



产品编号：1819-9
产品名称：高腰长裤（拉链开裆）
适用范围：大腿、小腿、臀部、腰腹部吸脂术后，创面愈合。
产品特点：产品总长105CM，腰高40CM，腰部在胸部下方，裤脚在脚踝



侧边拉链：侧边有拉链方便穿脱，拉链里有棉贴，防止磨肉




臀线：根据人体线条分割，使产品贴服感更好，提升产品舒适度




腰高：腰高到胸下围，加有肩带扣。可防止裤子往下掉，防止卷边



裆部：裆部T形状，避免兜裆。让贴服感更好



底部拉链开裆：方便如厕，拉链底加入海绵贴，防止裆部摩擦




产品缝线采用双平线（内外都平整）避免压痕，穿着更贴身舒适，美观



脚口喇叭形状：防止腿部血液不循环，缓解美吸脂部位的压力，避免勒痕穿着更舒适



大腿贴：大腿贴双层加压，防止大腿脂肪游离并贴身臀部美感，塑造完美腿型





产品编号：1928-9
产品名称：高腰长裤（两侧拉链，拉链开裆）
适用范围：大腿、小腿、臀部、腰腹部吸脂术后，创面愈合。
产品特点：产品腰腿侧面采用一片式拉链设计，打开成一片，产品总长105CM，腰高40CM，腰部在胸部下方，裤脚在脚踝



产品编号：1809-7
产品名称：低腰中裤（拉链开裆）
适用范围：大腿，臀部吸脂术后创面愈合
产品特点：产品总长70CM，腰高32CM，腰部在肚脐下方，裤脚在膝盖下方。

huameiting



裤腰高至肚脐眼，穿着更有安全感




裆部：裆部T形状，避免兜裆。让贴服感更好



底部拉链开裆：方便如厕，拉链底加入海绵贴，防止裆部摩擦



臀线：根据人体线条分割，使产品贴服感更好，提升产品舒适度



产品缝线采用双平线（内外都平整）避免压痕，穿着更贴身舒适，美观







大腿贴：大腿贴双层加压，防止大腿脂肪游离并贴身臀部美感，塑造完美腿型

产品编号：1925-7
产品名称：低腰中裤

（两侧拉链，拉链开裆）

适用范围：大腿，臀部吸脂术后创面愈合

产品特点：产品腰腿侧面采用一片式拉链设计，均匀加压，打开成一片。
产品总长70CM，腰高32CM，腰部在肚脐下方，裤脚在膝盖下方



裤两侧开拉链，穿脱方便，方便换药



侧边拉链：侧边有拉链方便穿脱，拉链里有棉贴，防止磨肉



裆部：裆部T形状，避免兜裆。让贴服感更好



脚口喇叭形状：防止腿部血液循环，缓解美吸脂部位的压力，避免勒痕穿着更舒适





裤腰高至肚脐眼，穿着更有安全感



底部拉链开裆：方便如厕，拉链底加入海绵贴，防止裆部摩擦

产品编号：1819-7
产品名称：高腰中裤（拉链开裆）
适用范围：大腿，臀部，腰腹部吸脂术后，创面愈合。
产品特点：产品总长80CM,腰高40CM,腰部在胸部下方，裤脚在膝盖下方。



产品编号：1928-7
产品名称：高腰中裤
（两侧拉链，拉链开裆）
适用范围：大腿，臀部，腰腹部吸脂术后，创面愈合。
产品特点：产品腰腿侧面采用一片式拉链设计，均匀打压，打开成一片。
产品总长80CM,腰高40CM,腰部在胸部下方，裤脚在膝盖下方

【束乳类】

术后弹力绷带



产品编号：B03
产品名称：束乳带
适用范围：腋窝切口
产品特点：专门针对隆胸术后，压住副乳，固定胸型。



后背排扣设计，随时调节打下舒适度



产品的侧夹采用了真空海绵做里贴，更好的收住了腋下的副乳



产品编号：B07
产品名称：束乳托
适用范围：腋下切口
产品特点：针对隆胸术后，收住副乳，固定胸型，防止乳房下垂的束乳首选产品。



上胸围胸口采用开式设计，延伸至后背，采用了可调节的魔术贴，前胸采用了活式肩带，方便调节和脱卸




产品的下胸围前胸处采用加托式条条定型，有效的托住胸部



后背：后背加有调节排扣，随身形大小自由调节，方便穿脱



后背排扣设计，方便穿脱调节



上下摆：凸车车缝，贴服感好

产品编号：B09
产品名称：束乳裹胸
适用范围：各种切口
产品特点：专门针对隆胸术后，固定胸型。



产品的侧夹采用了真空海绵做里贴，是收副乳的最佳选择



后背：后背加有调节排扣，随身形大小自由调节，方便穿脱



胸下托：胸下托排扣设计，随时调节大小，具有支撑作用

产品编号：B05
产品名称：束乳套装
适用范围：腋下切口
产品特点：由3160束乳带和一件托胸背心组成套装，既有利于隆胸术后，有利于术后恢复后，可选择性穿着。

【头 面 类】

术后弹力绷带



眼睛，鼻子，嘴都漏在外面，不影响正常生活



产品头部采用固定条条，后脑勺和颈部都采用了魔术贴，可根据各个阶段调节大小及舒适度

产品编号：T01
产品名称：全面罩B
适用范围：针对面部磨颧骨及烧伤后防止面部增生
产品特点：面部有连接带



眼睛，鼻子，嘴都漏在外面，不影响正常生活



产品头部采用固定条条，后脑勺和颈部都采用了魔术贴，可根据各个阶段调节大小及舒适度

产品编号：T02
产品名称：全面罩D
产品特点：面部无连接带，在颈部做了加长处理



产品编号：T03
产品名称：全面罩C
适用范围：针对面部磨颧骨及烧伤后防止面部增生
产品特点：面部有连接带，在颈部做了加长处理。



采用人体头型曲线，前额T型设计，穿戴舒适贴服。眼睛，鼻子，嘴都漏在外面，不影响正常生活



产品漏耳，在颈部做了全包颈处理。加长颈部包裹性更好，戴着舒适。产品头顶采用了固定条条，后脑勺和颈部都采用了魔术贴，可根据各个阶段调节大小及舒适度



产品编号：TM03
产品名称：下颌套A
适用范围：针对隆下巴后恢复定型，烧伤后防止下巴侧脸增生。
产品特点：额头外露，面部无连接带。




产品漏耳设计，穿戴不憋闷，舒适贴服



产品上下，前后接缝处，都采用魔术贴设计，方便穿戴。方便各个阶段进行调节舒适度



产品编号：TM04
产品名称：颌颈套
适用范围：针对线雕，隆下巴后恢复定型，烧伤后防止侧脸，下巴，颈部增生。
产品特点：额头外露，面部无连接带，在颈部做了加长处理



产品编号：TM03
产品名称：颧骨套B
产品特点：额头外露，面部做了加宽处理的升级版。专门用来瘦颧骨，固定下来的首选产品。



头顶魔术贴设计，可随时调节长短，加强提拉效果



在颈部做了全包处理，加长颈部，包裹性更好，戴着舒适

产品漏耳，头顶采用固定条条，后脑勺和颈部魔术贴设计，可根据尺寸调节大小，适合各种头型



头顶魔术贴设计，随时调节长短，可提拉脸部肌肉，防止肌肉下垂

面部加宽设计，加强脸部的包容，穿戴更舒适安全



漏耳设计，不憋闷，不勒皮肤。穿着跟贴服舒适

后幅加有魔术贴，可随阶段性调节大小及舒适度

产品适用范围尺寸 (单位 : cm)

尺码	上胸围/cm	下胸围/cm	肩宽	上臂围	腰围	大腿围	推荐身高	推荐体重
XS	小于75	<小于65	30-31	21-23	50-64	41-46	140-160	80-95斤
S	75-81	65-70	32-33	23-25	65-70	46-51	150-160	95-105斤
M	81-87	70-75	33-35	26-28	71-76	51-56	150-160	110-120斤
L	87-93	75-80	36-37	29-31	77-82	56-61	155-165	125-135斤
XL	93-99	80-85	38-39	32-34	83-88	61-66	160-170	140-165斤
XXL	99-105	85-90	40-41	35-37	88-94	66-71	165-175	155-165斤



医院专供

huaimaiting
怀美婷®

上海娇美医疗科技有限公司

shanghai jiaomei Healthcare Technology LTD

客服热线：4008689994

医疗器械生产许可证号：粤禅食药监械生产备20190105号

医疗器械产品技术要求编号：粤禅械备20190047号

医疗器械产品备案号：粤禅械备20190047号